





STERIGAT

Tace i kosze sterylizacyjne

Pojemniki transportowe

Oslony narożników tac

Maty silikonowe i pozycjonowanie narzędzi



Wydanie 2026



skanuj aby zobaczyć
pełny katalog online

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa
tel. +48 22 3797160 e-mail: sterigat@sterigat.pl www.sterigat.pl

Spis treści

	Nr strony
Tace z siatki drucianej	03
Tace – perforowany bok – płaskie dno	04
Tace – perforowany bok – dno z siatki	05
Tace SPRI	06
Tace blaszane i kasety stomatologiczne	06
Koszyki z drobnej siatki	07
Koszyki z mikrosiatki	08
Koszyki perforowane	09
Kosze dla narzędzi robotycznych (da Vinci)	09
Kosze sterylizacyjne STE	10
Regały do zawieszenia koszy, wózek do koszy	10-11
Kosze sterylizacyjne SPRI	11
Kosze endoskopowe	12-13
Separatory do pakietów	14
Pojemniki na druty Kirschnera	15
Pojemniki transportowe, wanny dezynfekcyjne	16-19
Ochrona pakietów (osłony na narożniki tac, pasy, podkłady)	20-21
Maty silikonowe do tac, mata na stół roboczy	21-22
Pozycjonowanie narzędzi	23-25



Tace sterylizacyjne z siatki drucianej

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 4,5 mm, średnica drutu 1 mm.
- Możliwe jest składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4401	105 x 240 x 30
DJ-4402	105 x 240 x 50
DJ-4403	105 x 240 x 60
DJ-4404	105 x 240 x 70
DJ-4405	105 x 240 x 100
DJ-4406	240 x 240 x 30
DJ-4407	240 x 240 x 50
DJ-4408	240 x 240 x 60
DJ-4409	240 x 240 x 70
DJ-4410	240 x 240 x 100
DJ-4411	240 x 250 x 30
DJ-4412	240 x 250 x 50
DJ-4413	240 x 250 x 60
DJ-4414	240 x 250 x 70
DJ-4415	240 x 250 x 100
DJ-4416	250 x 250 x 30
DJ-4417	250 x 250 x 50
DJ-4418	250 x 250 x 60
DJ-4419	250 x 250 x 70
DJ-4420	250 x 250 x 100
DJ-4421	405 x 250 x 30
DJ-4422	405 x 250 x 50
DJ-4423	405 x 250 x 60
DJ-4424	405 x 250 x 70
DJ-4425	405 x 250 x 100

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4426	480 x 240 x 30
DJ-4427	480 x 240 x 50
DJ-4428	480 x 240 x 60
DJ-4429	480 x 240 x 70
DJ-4430	480 x 240 x 100
DJ-4431	480 x 250 x 30
DJ-4432	480 x 250 x 50
DJ-4433	480 x 250 x 60
DJ-4434	480 x 250 x 70
DJ-4435	480 x 250 x 100
DJ-4436	480 x 480 x 30
DJ-4437	480 x 480 x 50
DJ-4438	480 x 480 x 60
DJ-4439	480 x 480 x 70
DJ-4440	480 x 480 x 100
DJ-4441	540 x 250 x 30
DJ-4442	540 x 250 x 50
DJ-4443	540 x 250 x 60
DJ-4444	540 x 250 x 70
DJ-4445	540 x 250 x 100



Pokrywy z zamknięciem obrotowym

WYMIARY [mm] dł. x szer.	Pojedyncza rama	Podwójna rama	Rama z wycięciem
105 x 240	DJ-4455	DJ-4455 D	DJ-4455 DT
240 x 240	DJ-4456	DJ-4456 D	DJ-4456 DT
240 x 250	DJ-4457	DJ-4457 D	DJ-4457 DT
250 x 250	DJ-4458	DJ-4458 D	DJ-4458 DT
405 x 250	DJ-4459	DJ-4459 D	DJ-4459 DT
480 x 240	DJ-4460	DJ-4460 D	DJ-4460 DT
480 x 250	DJ-4461	DJ-4461 D	DJ-4461 DT
480 x 480	DJ-4462	DJ-4462 D	DJ-4462 DT
540 x 250	DJ-4463	DJ-4463 D	DJ-4463 DT

Tace sterylizacyjne – perforowany bok – płaskie dno

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego 5 mm.
- Dno ze zgrzanej siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne jest obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4545	120 x 250 x 50
DJ-4546	120 x 250 x 60
DJ-4547	120 x 250 x 70
DJ-4548	120 x 250 x 100
DJ-4549	240 x 250 x 50
DJ-4550	240 x 250 x 60
DJ-4551	240 x 250 x 70
DJ-4552	240 x 250 x 100
DJ-4553	405 x 250 x 50
DJ-4554	405 x 250 x 60
DJ-4555	405 x 250 x 70
DJ-4556	405 x 250 x 100
DJ-4557	480 x 250 x 50
DJ-4558	480 x 250 x 60
DJ-4559	480 x 250 x 70
DJ-4560	480 x 250 x 100

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4561	540 x 250 x 50
DJ-4562	540 x 250 x 60
DJ-4563	540 x 250 x 70
DJ-4564	540 x 250 x 100
DJ-4565	480 x 360 x 50
DJ-4566	480 x 360 x 60
DJ-4567	480 x 360 x 70
DJ-4568	480 x 360 x 100
DJ-4569	480 x 480 x 50
DJ-4570	480 x 480 x 60
DJ-4571	480 x 480 x 70
DJ-4572	480 x 480 x 100
DJ-SPEC-2-220	270 x 220 x 60 *
DJ-SPEC-2-270	270 x 200 x 60 *
DJ-SPEC-2	300 x 200 x 60 *

* do wyczerpania zapasów



Pokrywa – podwójna rama z zamknięciem obrotowym

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.
DJ-4582	120 x 250
DJ-4583	240 x 250
DJ-4584	405 x 250
DJ-4585	480 x 250
DJ-4586	540 x 250
DJ-4587	480 x 360
DJ-4588	480 x 480

Pokrywa – pojedyncza rama z zamknięciem obrotowym

DJ-SPEC-LID-2	270 x 200 *
---------------	-------------

* do wyczerpania zapasów




Tace sterylizacyjne – perforowany bok – dno z siatki

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Dno z siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne jest obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4610	240 x 120 x 30
DJ-4611	240 x 120 x 50
DJ-4612	240 x 120 x 60
DJ-4608	240 x 120 x 70
DJ-4609	240 x 120 x 100
DJ-4607	240 x 250 x 30
DJ-4613	240 x 250 x 50
DJ-4615	240 x 250 x 60
DJ-4616	240 x 250 x 70
DJ-4617	240 x 250 x 100
DJ-4656	405 x 250 x 30
DJ-4657	405 x 250 x 50
DJ-4658	405 x 250 x 60
DJ-4659	405 x 250 x 70
DJ-4660	405 x 250 x 100
DJ-4606	480 x 250 x 30
DJ-4618	480 x 250 x 50
DJ-4619	480 x 250 x 60
DJ-4620	480 x 250 x 70
DJ-4621	480 x 250 x 100

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4661	540 x 250 x 30
DJ-4662	540 x 250 x 50
DJ-4663	540 x 250 x 60
DJ-4664	540 x 250 x 70
DJ-4665	540 x 250 x 100
DJ-4622	300 x 300 x 50
DJ-4623	300 x 300 x 60
DJ-4624	470 x 400 x 60
DJ-4625	480 x 480 x 50
DJ-4626	480 x 480 x 60
DJ-4628	500 x 300 x 50
DJ-4632	550 x 430 x 50
DJ-4634	600 x 300 x 60




Pokrywy z zamknięciem obrotowym			
WYMIARY [mm] dł. x szer.	Pojedyncza rama	Podwójna rama	Rama z wycięciem
240 x 120	DJ-4635	DJ-4635 D	DJ-4635 DT
240 x 250	DJ-4636	DJ-4636 D	DJ-4636 DT
405 x 250	DJ-4642	DJ-4642 D	DJ-4642 DT
480 x 250	DJ-4637	DJ-4637 D	DJ-4637 DT
540 x 250	DJ-4643	DJ-4643 D	DJ-4643 DT
300 x 300	DJ-4638	DJ-4638 D	DJ-4638 DT
480 x 480	DJ-4639	DJ-4639 D	DJ-4639 DT
500 x 300	DJ-4640	DJ-4640 D	DJ-4640 DT
600 x 300	DJ-4641	DJ-4641 D	DJ-4641 DT

Tace sterylizacyjne SPRI

- Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 3,5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 6 mm, średnica drutu 1,5 mm.
- Możliwe jest składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-5000	250 x 170 x 70
DJ-5001	340 x 250 x 70
DJ-5002	450 x 340 x 70



Pokrywy do tac - zamknięcie na zacisk	
NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.
DJ-5003	250 x 170
DJ-5004	340 x 250
DJ-5005	450 x 340



Taca z blachy nierdzewnej z pokrywką

Taca narzędziowa wykonana z blachy ze stali nierdzewnej elektropolerowanej.
Z nakładaną pokrywą.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4853	300 x 200 x 50 *

* do wyczerpania zapasów



Kaseta na narzędzia stomatologiczne

Kaseta ze sprężynowym uchwytem na narzędzia stomatologiczne.

Każde narzędzie niezależnie czy jest grube czy cienkie jest indywidualnie mocowane za pomocą sprężyn.

Z pokrywą z zamknięciem obrotowym.

Wykonana ze stali nierdzewnej.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4244	203 x 140 x 38



Koszyki z drobnej siatki z pokrywą

Koszyki stosowane są dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane są drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4343	40 x 40 x 20
DJ-4344	70 x 70 x 30
DJ-4345	80 x 40 x 20
DJ-4346	80 x 40 x 30
DJ-4347	80 x 80 x 34
DJ-4348	80 x 80 x 40
DJ-4349	90 x 90 x 50
DJ-4352	105 x 70 x 25
DJ-4353	141 x 50 x 40
DJ-4354	150 x 50 x 35
DJ-4350	150 x 110 x 20
DJ-4351	160 x 40 x 20
DJ-4355	180 x 130 x 20
DJ-4356	190 x 85 x 100
DJ-4357	200 x 100 x 35
DJ-4367	200 x 110 x 40

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4359	210 x 170 x 20
DJ-4358	220 x 140 x 50
DJ-4368	225 x 110 x 50
DJ-4369	235 x 120 x 60
DJ-4360	235 x 155 x 40
DJ-4361	240 x 90 x 40
DJ-4362	240 x 120 x 35
DJ-4365	250 x 200 x 20
DJ-4370	270 x 135 x 40
DJ-4363	275 x 175 x 35
DJ-4371	280 x 145 x 50
DJ-4364	280 x 170 x 60
DJ-4366	300 x 180 x 20
DJ-4372	400 x 250 x 50



Koszyki z drobnej siatki - zamknięcie typu Twist-off

Koszyki z obrotową pokrywą są stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4344 RL	70 x 70 x 30
DJ-4347 RL	80 x 80 x 34
DJ-4348 RL	80 x 80 x 40
DJ-4349 RL	90 x 90 x 50
DJ-4350 RL	150 x 110 x 20
DJ-4352 RL	105 x 70 x 25
DJ-4353 RL	141 x 50 x 40
DJ-4354 RL	150 x 50 x 35
DJ-4355 RL	180 x 130 x 20
DJ-4356 RL	190 x 85 x 100
DJ-4357 RL	200 x 100 x 35
DJ-4367 RL	200 x 110 x 40
DJ-4359 RL	210 x 170 x 20

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4358 RL	220 x 140 x 50
DJ-4368 RL	225 x 110 x 50
DJ-4369 RL	235 x 120 x 60
DJ-4360 RL	235 x 155 x 40
DJ-4361 RL	240 x 90 x 40
DJ-4362 RL	240 x 120 x 35
DJ-4365 RL	250 x 200 x 20
DJ-4370 RL	270 x 135 x 40
DJ-4363 RL	275 x 175 x 35
DJ-4371 RL	280 x 145 x 50
DJ-4364 RL	280 x 170 x 60
DJ-4366 RL	300 x 180 x 20
DJ-4372 RL	400 x 250 x 50
DJ-4369 RL	235 x 120 x 60



Koszyki z mikrosiatki z pokrywą

Koszyki stosowane są dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4343 MM	40 x 40 x 20
DJ-4344 MM	70 x 70 x 30
DJ-4345 MM	80 x 40 x 20
DJ-4346 MM	80 x 40 x 30
DJ-4347 MM	80 x 80 x 34
DJ-4348 MM	80 x 80 x 40
DJ-4349 MM	90 x 90 x 50
DJ-4352 MM	105 x 70 x 25
DJ-4353 MM	141 x 50 x 40
DJ-4354 MM	150 x 50 x 35
DJ-4350 MM	150 x 110 x 20
DJ-4351 MM	160 x 40 x 20
DJ-4355 MM	180 x 130 x 20



Koszyki z mikrosiatki - zamknięcie typu Twist-off

Koszyki z obrotową pokrywą są stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Mają zaokrąglone krawędzie.
- Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4344 MMRL	70 x 70 x 30
DJ-4347 MMRL	80 x 80 x 34
DJ-4348 MMRL	80 x 80 x 40
DJ-4349 MMRL	90 x 90 x 50
DJ-4352 MMRL	105 x 70 x 25
DJ-4353 MMRL	141 x 50 x 40
DJ-4354 MMRL	150 x 50 x 35
DJ-4350 MMRL	150 x 110 x 20
DJ-4355 MMRL	180 x 130 x 20



Koszyki perforowane z pokrywą


Koszyki całkowicie perforowane stosowane są dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i innych drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Elektropolerowane, gładkie zaokrąglone krawędzie, wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Zamykane płaską blaszką, pokrywy na zawiasach.
- Wielkość oczka perforacji 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-2343	40 x 40 x 20
DJ-2344	70 x 70 x 30
DJ-2345	80 x 40 x 20
DJ-2346	80 x 40 x 30
DJ-2347	80 x 80 x 34
DJ-2348	80 x 80 x 40
DJ-2349	90 x 90 x 50
DJ-2352	105 x 40 x 20
DJ-2353	141 x 50 x 40

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-2354	150 x 50 x 35
DJ-2350	150 x 110 x 20
DJ-2351	160 x 40 x 20
DJ-2355	190 x 85 x 35
DJ-2356	200 x 100 x 35
DJ-2358	200 x 110 x 40
DJ-2359	225 x 110 x 50
DJ-2357	240 x 90 x 40



Kosze dla narzędzi robotycznych (da Vinci)

Kosze z silikonowymi wkładkami

Chronią instrumenty przed uszkodzeniem w trakcie ich obróbki i magazynowania.

- Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Wykonane są ze stali nierdzewnej.
- W komplecie pokrywa z zamknięciem obrotowym.


NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-SP-700-04	660 x 185 x 100 (4 Endo Wrist)
DJ-SP-700-06	660 x 255 x 100 (6 Endo Wrist)
DJ-7707010	700 x 100 x 100 (2 Endo Wrist)
DJ-7707025-S	700 x 255 x 100 (6 Endo Wrist)

Producent- Daud Jee



NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
E.7770003	700 x 100 x 100 (1 Endo Wrist)
E.7770004	700 x 225 x 100 (4 Endo Wrist)

Producent- Entrhal



Kosze dla delikatnej optyki systemów da Vinci generacji Xi Z kanałem na kabel.

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
E.7770006.1	683 x 354 x 100

Producent- Entrhal




Kosze sterylizacyjne STE

Standardowe kosze STE do transportu i magazynowania. Wykonane są z ciągłego drutu – pełna ochrona przed zranieniem. Kosze można układać jeden na drugim, wieszać na haczykach, wózkach lub regałach.

- Średnica drutu obramowania górnego 6,0 mm, dolnego 5,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 2,5 mm.
- Elektropolerowane, gładkie, bez zadziorów.
- Kosze mogą być wykonane z wycięciem bocznym.

Producent – Hupfer

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
HU.7500016	575 x 280 x 135
HU.7500017	575 x 280 x 265
HU.7500018	575 x 280 x 265 wycięcie boczne



Przegroda/podziałka poprzeczna do kosza sterylizacyjnego STE

NR KAT.	WYMIARY [mm] szer. x wys.	OPIS
HU.7500218	278 x 118	do kosza 575 x 280 x 135 mm
HU.7500219	278 x 241	do kosza 575 x 280 x 265 mm

Producent – Hupfer



Przegroda/podziałka wzdłużna do kosza sterylizacyjnego STE

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x wys.	OPIS
DJ-DIV-135	575 x 135	do kosza 575 x 280 x 135 mm
DJ-DIV-265	575 x 265	do kosza 575 x 280 x 265 mm

Producent – Daud Jee




Regał listwowy ścienny do koszy

Regał stosowany do magazynowania pakietów sterylizacyjnych.

- Składa się z dwóch listew ściennych z haczykami do zawieszenia koszy.
- **Kosze sterylizacyjne nie stanowią wyposażenia regału.**
- Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).
- Profil konstrukcji 30x30 mm.
- Elementy montażowe dostarczane w komplecie.

NR KAT.	WYSOKOŚĆ [mm]	OPIS
GO.HMR4400-000AL	900	4 haczyki
GO.HMR4900-000AS	1 800	9 haczyków




Regał listwowy na kółkach do koszy

Regał stosowany do magazynowania pakietów sterylizacyjnych.

- 16 par haczyków – po 8 z każdej strony regału.
- Dwa uchwyty do prowadzenia.
- Kosze sterylizacyjne nie stanowią wyposażenia regału.
- Koła o średnicy 80 mm, dwa z blokadą, nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego.
- Odbojniki i bieżnia koła wykonane są z antystatycznego materiału nie brudzącego ścian i posadzki.
- Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys. całk.	OPIS
GO.HMR5800-053DN	530 x 600 x 1600	16 haczyków – po 8 z każdej strony



Kosz na 5 par butów operacyjnych

Kosz z elementami mocującymi buty w kształcie wspornika do przechowywania, transportu i czyszczenia 5 par butów operacyjnych.

Wykonany z wysokiej jakości elektropolerowanego drutu ze stali nierdzewnej, bez zadziórów.

Kosze można wieszać na haczykach, wózkach lub regałach (opcja pochylonego pozycjonowania)

Puste kosze można układać jeden w drugim.

Producent – Hupfer

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	OPIS
HU.7501457	585 x 300 x 320	Kosz na 5 par obuwia rozmiar obuwia 36 - 48



zdjęcie poglądowe

Wózek do transportu

Platforma płaska z rączką.

Koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą.

Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).

Przystosowany do transportu pojemników, koszy o wymiarach: 400 x 600 mm, 300 x 400 mm, 600 x 800 mm.

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	WYMIARY PLATFORMY [mm] dł. x szer.
GO.TW05-096EK	960 x 660 x 900	820 x 620



Kosze sterylizacyjne SPRI

Podwójne obramowanie – składane rączki. Kosze można ustawiać jeden na drugim – przy rączkach włożonych do środka lub jeden w drugi – przy rączkach wyłożonych na zewnątrz.

- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 3,5 mm.
- Średnica drutu rączki 4 mm, waga kosza ok. 1,98 kg.
- Kosze są wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej.

Producent – Hupfer

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
HU.7593507	585 x 395 x 100
HU.7593508	585 x 395 x 195





Kosze endoskopowe z pokrywą



Kosze endoskopowe z silikonowymi wkładkami chronią endoskopy przed uszkodzeniem w trakcie ich obróbki i magazynowania.



- Elektropolerowane, gładkie wykonanie bez zadziorów.
- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- W komplecie pokrywa z zamknięciem obrotowym.
- Średnica drutu z pętlą 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4040	180 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
		
DJ-4041	290 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop /kosz artroskopowy/
		
DJ-4043	460 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
		
DJ-4045	670 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
DJ-4047	600 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
DJ-4048	700 x 80 x 52	Kosz na 1 endoskop
		

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4046	640 x 150 x 77	Kosz na 2 endoskopy /z koszykiem do małych soczewek
		
DJ-4042	290 x 80 x 52	Kosz na 2 endoskopy /kosz artroskopowy/
		
DJ-4044	460 x 80 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4049	290 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4051	460 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4053	460 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4054	310 x 150 x 77	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4066	460 x 225 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4068	580 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		




NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4050	290 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4052	460 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4067	460 x 225 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		
DJ-4069	580 x 160 x 52	Kosz na 2 endoskopy
		

Separatory do pakietów



Separatory zapobiegają nadmiernemu pakowaniu, ułatwiają ułożenie pakietów pionowo na dłuższej krawędzi, co pozwala na odpowiednie spenetrowanie ich zawartości przez czynnik sterylizujący podczas procesu sterylizacji.

- Wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304).
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Wykonane z drutu o średnicy 4,5 mm.



Producent – Daud Jee.



NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x wys.	ROZSTAW	PRZESTRZENIE
DJ-08730	230 x 102 x 102	41,5 mm	5
DJ-08731	460 x 102 x 102	42 mm	10
DJ-08732	483 x 102 x 102	18 mm	21



DJ-08733	533 x 203 x 102/203	38/23 mm	6 i 7
DJ-08734	533 x 203 x 203	48 mm	10



DJ-08735	510 x 152 x 152	60 mm	8
DJ-08736	510 x 152 x 152	123 mm	4

Pojemniki na druty Kirschnera




NR. KAT.	WYMIARY [mm] wew. średnica x długość	OPIS [mm]	KSZTAŁT	WYKONANIE
IL.07475	20 x 330	1 komora, blacha perforowana	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07478	20 x 170	4 komory na druty o średnicy: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07430	22 x 170	1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8	okrągły	stal nierdzewna
IL.07431	22 x 200	1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8	okrągły	stal nierdzewna
IL.07461	22 x 330	1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8	okrągły	stal nierdzewna
IL.07400	10 x 160	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07466	10 x 180	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07402	10 x 320	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07421	10 x 440	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna

Producent – Key Surgical/Steris



DJ-CYL-30	30 x 240	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-40	40 x 300	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-30-1	30 x 400	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-30-2	30 x 450	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-30-3	30 x 500	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-40-1	40 x 400	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-40-2	40 x 450	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna
DJ-CYL-40-3	40 x 500	1 komora, siatka 0,3 rozmiar oczek 1 x 1	okrągły	stal nierdzewna

Producent – Daud Jee



L.BSK05	76,2 x 660	1 komora, siatka	okrągły	stal nierdzewna
----------------	------------	------------------	---------	-----------------

Producent – LTA/Getinge

Pojemniki transportowe z nakładaną pokrywą

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu ze szczelnie przylegającą nakładaną pokrywą. Umożliwia bezpieczny transport artykułów brudnych lub czystych. Ma zamknięte uchwyty. Można go myć w myjni-dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C. Pokrywa sprzedawana oddzielnie. Pojemniki można składować jeden na drugim. Producent – Auer.

NR KAT.	WYMIARY ZEW. [cm] dł. x szer. x wys.	WYMIARY WEW. [cm] dł. x szer. x wys.	POJEMNOŚĆ [l]
AR.PP201512 BP	20 x 15 x 12	17 x 12 x 11,5	2
AR.PP302012 BP	30 x 20 x 12	27 x 17 x 11,5	5,3
AR.PP302017 BP	30 x 20 x 17	27 x 17 x 16,5	7,6
AR.PP403007 BP	40 x 30 x 7,5	37 x 27 x 7	6,9
AR.PP403012 BP	40 x 30 x 12	37 x 27 x 11,5	10
AR.PP403017 BP	40 x 30 x 17	37 x 27 x 16,5	15
AR.PP403022 BP	40 x 30 x 22	37 x 27 x 21,5	20
AR.PP403027 BP	40 x 30 x 27	37 x 27 x 26,5	26
AR.PP403032 BP	40 x 30 x 32	37 x 27 x 31,5	30
AR.PP604007 BP	60 x 40 x 7,5	57 x 37 x 7	15
AR.PP604012 BP	60 x 40 x 12	57 x 37 x 11,5	24
AR.PP604017 BP	60 x 40 x 17	57 x 37 x 16,5	35
AR.PP604022 BP	60 x 40 x 22	57 x 37 x 21,5	45
AR.PP604027 BP	60 x 40 x 27	57 x 37 x 26,5	56
AR.PP604032 BP	60 x 40 x 32	57 x 37 x 31,5	66
AR.PP604042 BP	60 x 40 x 42	57 x 37 x 41,5	88
AR.PP806012 BP	80 x 60 x 12	77 x 57 x 10,5	45
AR.PP806022 BP	80 x 60 x 22	76,7 x 56,7 x 20,5	87
AR.PP806032 BP	80 x 60 x 32	77 x 57 x 30,5	130
AR.PP806042 BP	80 x 60 x 42	77 x 57 x 40,5	172

Pokrywy bez zawiasów	
NR KAT.	WYMIARY [cm] dł. x szer.
AR.25 POKRYWA	20 x 15
AR.32 POKRYWA	30 x 20
AR.43 POKRYWA	40 x 30
AR.64 POKRYWA	60 x 40
AR.86 POKRYWA	80 x 60



Pojemniki transportowe z pokrywą na zawiasach

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu ze szczelnie przylegającą pokrywą.
 Umożliwia bezpieczny transport artykułów brudnych lub czystych. Ma zamknięte uchwyty.
 Można go myć w myjni-dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.
 Pokrywa w komplecie.
 Pojemniki można składować jeden na drugim.
 Producent – Auer.

NR KAT.	WYMIARY ZEWN. [cm] dł. x szer. x wys.	WYMIARY WEWN. [cm] dł. x szer. x wys.	POJEMNOŚĆ [l]
AR.PP201512	20 x 15 x 13,5	17 x 12 x 9,7	2
AR.PP302012	30 x 20 x 13,5	27 x 17 x 9,7	4,45
AR.PP302017	30 x 20 x 18,5	27 x 17 x 16,5	7,57
AR.PP403008	40 x 30 x 9,0	37 x 27 x 5,2	5,2
AR.PP403012	40 x 30 x 13,5	37 x 27 x 10,7	10
AR.PP403017	40 x 30 x 18,5	37 x 27 x 14,7	15
AR.PP403022	40 x 30 x 23,5	37 x 27 x 19,7	20
AR.PP403027	40 x 30 x 28,5	37 x 27 x 24,7	26
AR.PP403032	40 x 30 x 33,5	37 x 27 x 29,7	30
AR.PP604008	60 x 40 x 9,0	57 x 37 x 6,3	15
AR.PP604012	60 x 40 x 13,5	57 x 37 x 10,7	24
AR.PP604017	60 x 40 x 18,5	57 x 37 x 15,7	35
AR.PP604022	60 x 40 x 23,5	57 x 37 x 20,7	45
AR.PP604027	60 x 40 x 28,5	57 x 37 x 25,7	56
AR.PP604032	60 x 40 x 33,5	57 x 37 x 30,7	66
AR.PP604042	60 x 40 x 43,5	57 x 37 x 40,7	88
AR.PP806012	80 x 60 x 13,5	77 x 57 x 9,7	45
AR.PP806022	80 x 60 x 23,5	77 x 57 x 19,7	87
AR.PP806032	80 x 60 x 33,5	77 x 57 x 29,7	130
AR.PP806042	80 x 60 x 43,5	77 x 57 x 39,7	172

Dostępna opcja:
 - z jedną lub dwiema rączkami (kuferkowe)



Pojemniki transportowe

Pojemnik z pokrywą

Pojemnik wykonany z przezroczystego polipropylenu, zamykany szczelnie przylegającą pokrywą. Można go stosować w temperaturze do 75 °C. Pokrywa w komplecie. Producent – Key Surgical/Steris.



NR. KAT.	WYMIARY ZEWN. [mm] dł. x szer. x wys.	WYMIARY WEWN. [mm] dł. x szer. x wys.	POKRYWA kolor
IL.BGDNN70200R	525 x 325 x 200	483 x 285 x 200	Czerwona
IL.BGDNN70100B	525 x 325 x 100	483 x 285 x 100	Niebieska

Niebieski pojemnik z pokrywą i sitem

Pojemnik wykonany z polipropylenu z pokrywą i sitem, kolor niebieski. Polipropylen odporny na temperaturę do 100 °C, nie przekraczać czasu ekspozycji 4 min/100 °C. Można stosować w sterylizacji tlenkiem etylenu i plazmowej nadtlenu wodoru - max. temp. 65°C. Można czyścić w myjniach-dezynfektorach zgodnych z normą ISO 15883. Producent – Steris/ KeySurgical

NR. KAT.	WYMIARY ZEWN. [mm] dł. x szer. x wys.	POJEMNOŚĆ
IL.09839	890 x 200 x 145	12 l



Pojemniki z pokrywą i sitem

Można je sterylizować w temp. 134 °C w czasie max. 3,5 minuty. Producent – LTA /Getinge

NR. KAT.	WYMIARY ZEWN. [mm] dł. x szer. x wys.	KOLOR
L.SST-2136	533 x 330 x 152	Bursztynowy
L.SST-283 RD	457 x 305 x 76	Czerwony



Pojemnik z pokrywą do przechowywania i transportu elastycznego endoskopu

Umożliwia bezpieczne, całkowite zanurzenie elastycznych sond w roztworze dezynfekującym, a pokrywa ogranicza wydzielanie się oparów.

Wykonany z tworzywa ABS. Wyrób medyczny klasy I.

Można go czyścić w temperaturze do 85 °C.

Nie nadaje się do użycia w myjni-dezynfektorze lub sterylizatorze.

Producent – LTA /Getinge

NR. KAT.	WYMIARY [mm] średnica x wys.	OPIS
L.2220	510 x 150	Pojemnik z pokrywą



Do czyszczenia pojemnika i pokrywy nie należy stosować proszków czyszczących lub metalowych szczotek.

Wanny dezynfekcyjne z pokrywą

Wanna dezynfekcyjna do transportu i dezynfekcji narzędzi

Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu.

Ma szczelnie przylegającą pokrywę z wyprofilowaną rączką.

Wymiar wanny jest dostosowany do dużych tac typu DIN.

Można czyścić w myjniach-dezynfektorach – max. temp. 100 °C.

Nie nadaje się do sterylizacji.

Producent – Hupfer



NR. KAT.	WYMIARY ZEWN. [mm]
	<i>dł. x szer. x wys.</i>
HU.7506651	610 x 300 x 200

Wanny dezynfekcyjne z sitem

Wanienka z sitem i pokrywą, z podziałką wewnętrzną i nakładką dociskającą.

Posiadają doskonałą kompatybilność materiałową ze wszystkimi środkami myjąco-dezynfekcyjnymi.

Producent - Schulke





NR. KAT.	WYMIARY ZEWN. [mm]	WYMIARY WEWN. [mm]	POJEMNOŚĆ [l]
	<i>dł. x szer. x wys.</i>	<i>dł. x szer. x wys.</i>	
SC.WD3	300 x 185 x 125	250 x 150 x 120	3
SC.WD5	555 x 205 x 135	500 x 170 x 120	5
SC.WD10	400 x 300 x 180	340 x 260 x 170	10
SC.WD30	620 x 405 x 240	560 x 370 x 225	30 / z korkiem odpływowym

Oslony narożników tac

Silikonowe osłony narożników tac, wielorazowego użytku

Odporne na temperaturę do 134°C



NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	KOLOR / OPIS	PRODUCENT	OPAK. [szt.]
L.GH-SCH-02	76 x 54 x 33	Żółty	LTA/Getinge	4
KS.CS9113	ok. 71 x 71 x 30	Jasnozielony	Key Surgical/Steris	80

Piankowe osłony narożników tac, jednorazowego użytku

Odporne na temperaturę do 134°C

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	KOLOR	OPAK. [szt.]
IL.CS-9125C	ok. 152 x 152 x 32	Niebieski	320 (80x4)

Producent – Key Surgical/Steris




Papierowe osłony narożników tac, jednorazowego użytku

Odporne na temperaturę do 134°C

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	KOLOR	OPAK. [szt.]
IL.42007KS	100 x 100 x 50	Biały, 270 g/m2	600

Producent – Key Surgical/Steris



Pasy ochronne do pakietów

Pasy chronią integralność zewnętrznych opakowań przed rozerwaniem spowodowanym przenoszeniem, przesuwaniem pakietów, kontaktem z ostrymi przedmiotami lub krawędziami.

Pasy mogą być stosowane w sterylizacji parowej.

Są idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zestawów np. ortopedycznych.

Wytworzone są z dwóch warstw: pianki i papieru medycznego

(warstwę papierową stosujemy na zewnątrz).

Zapewniają amortyzację, jednocześnie umożliwiając przenikanie pary.

Produkt jednorazowego użytku.

Producent – Westfield



NR KAT.	WYMIARY szer. x dł.	OPAK.
WM.FTPN7530	75 mm x 30 m	8 rolek

Podkłady do zestawów ortopedycznych

Podkłady absorpcyjne wytworzone są ze 100% celulozy – gramatura 140 g/m².

Przeznaczone do ciężkich zestawów, stosowane pod tace/ kosze.

Chronią przed ostrymi narożnikami, krawędziami tac i koszy zapewniając jednocześnie wchłanianie kondensatów podczas sterylizacji.

Producent – LTA/Getinge

NR KAT.	WYMIARY [mm] szer. x dł.	OPAK. [szt.]
L.SK-2030	500 x 700	48



Mata silikonowa na stół roboczy

Mata silikonowa chroni blat stołu i zabezpiecza delikatne narzędzia przed uszkodzeniem.

Gładka powierzchnia o grubości 2 mm, łatwa do utrzymania w czystości.

Maksymalny wymiar maty: szerokość 1,2 m x długość 3,0 m.

Na życzenie klienta jest docinana na dowolny wymiar.

Producent – Key Surgical/Steris

NR. KAT.	WYMIARY	KOLOR
IL.08700	dowolny na życzenie - wycena za 1 m ²	Transparentny
IL.08701	dowolny na życzenie - wycena za 1 m ²	Zielony
IL.08703	dowolny na życzenie - wycena za 1 m ²	Niebieski



Maty silikonowe do tac

Maty silikonowe służą do stabilizacji delikatnych narzędzi podczas sterylizacji, czyszczenia w myjni-dezynfektorze i transportu. Perforacja i specjalne „języki” umożliwiają odpowiednią wentylację i przenikanie czynnika sterylizującego: pary, tlenu etylenu i plazmy VH_2O_2 .

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.	KOLOR / OPIS
BS.222319	220 x 230	Niebieski
BS.242519	240 x 250	Niebieski
BS.462319	460 x 230	Niebieski
BS.482519	480 x 250	Niebieski
BS.503019	500 x 300	Niebieski
BS.522319	520 x 230	Niebieski
BS.002M	565 x 545	Niebieski
BS.009M	760 x 480	Niebieski

IL.08321	500 x 320	Niebieski
-----------------	-----------	-----------

L.2-2025	197 x 197	Niebieski
L.2-1405	198 x 86	Niebieski
L.2-3215	337 x 209	Niebieski
L.2-1055	445 x 191	Niebieski
L.2-1215	465 x 210	Niebieski
L.2-4005	502 x 239	Niebieski
L.2-6005	536 x 249	Niebieski




matę można dociąć na mniejsze sekcje (10 sztuk po 100 mm)		
IL.08698	1 000 x 245	Różowy

L.SP2313	229 x 127	Różowy
L.SP4622	229 x 222	Różowy
L.SP2719	276 x 194	Różowy

Maty silikonowe nakładane na narzędzia na tacy
Odpowiednie do myjni-dezynfektorów

IL.08600	540 x 320	Niebieski, grubość 2 mm
-----------------	-----------	-------------------------

struktura plastra miodu		
IL.08601	480 x 250	Niebieski - elastyczne obramowanie
IL.08602	238 x 248	Niebieski - elastyczne obramowanie



Pozycjonowanie narzędzi

System mocowania na tacy 8 naczyń typu nerka

Wykonany ze stali nierdzewnej.

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x wys.	OPAK. [szt.]
IL.20459	460 x 220 x 165	1



Uchwyty do mocowania narzędzi na tacy

Dwa rodzaje uchwytów, w tym jeden z regulowaną szerokością. Są łatwo adaptowalne do wszystkich typów narzędzi. Można je łatwo zdemontować dla potrzeb czyszczenia.

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4141	220 x 60-220 x 39 / regulowana szerokość min. zamknięcie 60 mm, max. otwarcie 220 mm
DJ-4142	220 x 60 x 39



Silikonowy uchwyt do pozycjonowania 5 instrumentów

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x wys.	OPIS	OPAK. [szt.]
IL.08949	125 x 25	Otwór Ø 4 mm	6




Piankowy stabilizator z nacięciami do narzędzi

NR. KAT.	DŁUGOŚĆ [mm]	OPAK. [szt.]
L.FTA-201	460	16



System pozycjonowania narzędzi

Silikonowe uchwyty do pozycjonowania narzędzi są umieszczone na specjalnej belce przymocowanej do tacy za pomocą śrubek. Belki o długości 60, 123, 226 mm wykonane są ze stali nierdzewnej, można je zamocować do każdego rodzaju tac. Silikonowe uchwyty są dostępne w różnych rozmiarach (średnice otworów 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) i różnych typach wykonania (A, B, C, D).







Pozycjoner typu:


A

B

C

D





Dostępne są zestawy zawierające 70 elementów (mały) lub 320 elementów (duży).

Zestaw mały 70 elementów:

Nr kat. **E.8880337**

1 belka długości 226 mm stal nierdzewna 6x6 mm

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ A o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ B o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ C o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ D o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

10 śrub ze stali nierdzewnej M4x16 mm (długie)

10 nakrętek M4 ze stali nierdzewnej

Punktak do siatki 3 mm do poszerzania otworów, klucz nasadkowy M4, klucz imbusowy, nakrętka radełkowana M4, dystans 5 mm, torba plastikowa mała

Zestaw duży 320 elementów:

Nr kat. **E.8880335**

1 belka długości 60 mm stal nierdzewna 6x6 mm

1 belka długości 123 mm stal nierdzewna 6x6 mm

1 belka długości 226 mm stal nierdzewna 6x6 mm

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ A o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ B o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ C o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Po 10 sztuk kształtek mocujących typ D o średnicach: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

10 śrub ze stali nierdzewnej M4x16 mm (długie)

10 śrub ze stali nierdzewnej M4x10 mm (krótkie)

25 podkładek ze stali nierdzewnej

10 nakrętek M4 ze stali nierdzewnej

2 śruby dystansowe M4x20 ze stali nierdzewnej

2 śruby dystansowe M4x40 ze stali nierdzewnej

Punktak do siatki 3 mm do poszerzania otworów, klucz nasadkowy M4, klucz imbusowy, nakrętka radełkowana M4, dystans 5 mm, torba plastikowa duża

Notatki

Niniejszy materiał przeznaczony jest dla profesjonalistów, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik zawartych w tym materiale w formie elektronicznej i innej bez zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. +48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl, www.sterigat.pl

STERIGAT