

Bezdotykowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekujących

Pierwszy na świecie opatentowany bezdotykowy dozownik do chusteczek czyszcząco-dezynfekcyjnych ze specjalnie zaprojektowanym systemem uzupełniania.

Urządzenie może być zasilane z:

- ✓ odnawialnego modułu akumulatorowego energyBOX M,
- ✓ sieci elektrycznej - adapter sieciowy powerPack ADAPTER hybrid z wtyczką i zasilaczem natynkowym z przewodem o długości 150 cm lub z zasilaczem podtynkowym do montażu w puszcze ściennej z przewodem o długości 40 cm,
- ✓ akumulatora litowo-jonowego ze wskaźnikiem naładowania.

W każdej chwili można zmienić źródło zasilania.



Wymiary dozownika wys. x szer. x głęb.: 344 x 340 x 155 mm.

Dozownik posiada wbudowany system automatycznego przełączania – jedno opakowanie chusteczek jest w użyciu, drugie w gotowości do użycia. *Gdy jedno opakowanie zostanie zużyte system automatycznie zacznie pobierać chusteczki z drugiego pełnego opakowania.*



W dozowniku można umieścić jednorazowo dwa opakowania chusteczek. Dostępne chusteczki są z zawartością alkoholu lub bezalkoholowe. Termin ważności używanych chusteczek jest zawsze widoczny na dozowniku.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl

Chroni chusteczki przed wysuszeniem.

Nigdy więcej wysychających chusteczek dezynfekujących.

Opatentowany system uszczelniający tego dozownika utrzymuje nawilżenie każdej chusteczki dezynfekującej.

Skutecznie chroni przed brudem i mikroorganizmami.

Jedna chusteczka dezynfekująca podąża za drugą – dotykasz chusteczki tylko tej, której chcesz użyć.

Informacje o dozowaniu, ilość i poziom napełnienia – wszystko dostępne jest za pośrednictwem aplikacji.

Nie wszystkie chusteczki dezynfekujące są takie same.

Uchwyt na wymienną etykietę znajduje się w górnej części dozownika: zawiera informacje o spektrum działania chusteczek i czasie ekspozycji.



Po otwarciu opakowania chusteczek dezynfekcyjnych dozownik kontroluje czas użytkowania.

Chusteczki z alkoholem mogą być pobierane przez miesiąc, bezalkoholowe przez 3 miesiące.

Po tym czasie dozownik blokuje opakowanie - w razie potrzeby można je ponownie aktywować za pomocą aplikacji.

W zależności od ilości pobieranych chusteczek dozownik zasilany np. z energyBox M będzie pracował ok. 10-12 miesięcy - przy założeniu pobierania np. 100 sztuk chusteczek dziennie urządzenie będzie pracowało przez siedem miesięcy.

Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące 20 x 20 cm – wkłady do dozownika

Powierzchnia czyszczenia ok. 1m² na chusteczkę

- **z alkoholem DES FORTE M**, op. 100 sztuk, karton 6 op.

Bakteriobójcze, drożdżakobójcze	VAH/ÖGHMP, EN 13624 EN 13727, EN 16615	5 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA)	EN 14476	1 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (Norowirus, Adenowirus)	EN 14476	3 min.
Prątkobójcze (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Norowirus	EN 14476	1 min.
Rotawirus	EN 14476	30 sek.

- **bez alkoholu DES PLUS M**, op. 100 sztuk, karton 6 op.

Bakteriobójcze, drożdżakobójcze	VAH/ÖGHMP, EN 13624 EN 13727, EN 16615	5 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA)	EN 14476	1 min.
Wirus polioma SV40	EN 14476	2 min.
Rotawirus	DW/RKI	30 sek.



Sterigat Sp. z o.o.

Biurowo handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT, 12.2023 Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

www.sterigat.pl